


抗Parp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa対応） - P09874

商品番号: CM0007772



前書き

ヒトPARP1を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA修復、アポトーシス、転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PARP1 ウサギmAb
備考/別名	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTDI; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	142
免疫原	ヒトPARP1 (NP_001609.2) のアミノ酸200〜300番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09874
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	保冷剤