

Wb、Elisa用抗Parp12ポリクローナル抗体 - Q9H0J9

商品番号: CM0018108



前書き

ヒトPARP12を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。抗ウイルス応答、ゴルジ輸送、ミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP12ウサギpAb
備考／別名	ZC3H1; ARTD12; MST109; MSTP109; ZC3HDC1; PARP12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64761
遺伝子ID	64761
免疫原	ヒトPARP12 (NP_073587.1) の462～701アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0J9
タンパク質分子量	79kDa
配送	保冷バッグ