

WbおよびElisa用抗Parp2ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ugn5

商品番号: CM0004331



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの組換え抗PARP2ウサギモノクローナル抗体。DNA修復とクロマチン研究のため、ヒトPARP2（Q9UGN5）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP2 ウサギmAb
備考/別名	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10038
遺伝子ID	10038
免疫原	ヒトPARP2 (Q9UGN5) のアミノ酸484～583領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN5
タンパク質分子量	66kDa
輸送方法	水袋