

Wb、Elisa用 抗Parp2 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Ugn5

商品番号: CM0019772



前書き

ヒトPARP2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。DNA修復、クロマチンリモデリング、ADPリボシル化研究に最適です。66kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP2 ウサギ pAb
備考/別名	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10038
遺伝子ID	10038
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UGN5
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ