

Wb、Elisa用 Anti-Parp4 ポリクローナル抗体 - Q9Ukk3

商品番号: CM0026860



前書き

ヒトPARP4に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルでPARP4を検出します。ボールト複合体およびADP-リボシル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP4 ウサギ pAb
備考/別名	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	143
GeneID	143
免疫原	ヒトPARP4 (NP_006428.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKK3
タンパク質分子量	193kDa
発送	保冷バッグ