

抗Parp4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ukk3

商品番号: CM0022485



前書き

ヒトPARP4に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ボルト粒子（vault particle）およびADP-リボシル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP4 Rabbit pAb
備考/別名	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	143
GeneID	143
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKK3
タンパク質分子量	193kDa
発送方法	保冷剤