

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Parp8ウサギポリクローナル抗体 - Q8N3A8

商品番号: CM0018669

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISA用に検証済みのPARP8ウサギポリクローナル抗体。ADP-リボシル化に関与するタンパク質モノADP-リボシルトランスフェラーゼPARP8（ARTD16）を標的とします。がん研究や細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP8 ウサギ pAb
備考／別名	ARTD16; pART16; PARP8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79668
遺伝子ID	79668
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPARP8 (NP_001171527.1) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N3A8
タンパク質分子量	96kDa
発送	保冷バッグ