

WbおよびElisa用 Anti-Parva ポリクローナル抗体 - Q9Nvd7

商品番号: CM0018738



前書き

ヒトPARVA (α -パービン) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞接着、細胞骨格、心血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARVA ウサギ pAb
備考/別名	PARVA; CH-ILKBP; MXRA2; α -パービン
種	ヒト
遺伝子ID	55742
免疫原	ヒトPARVA (NP_060692.3) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVD7
タンパク質分子量	20kDa/42kDa
発送条件	保冷剤