

Wb、If-P、Ihc-

P、Elisa用抗パルブアルブミン（Pvalb）ウサギポリクローナル抗体 - P20472

商品番号: CM0016753



前書き

ヒト・パルブアルブミン α (PVALB) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。筋生理学およびカルシウム結合タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パルブアルブミン/PVALB ウサギpAb
備考/別名	D22S749；パルブアルブミン（PVALB）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5816
GeneID	5816
免疫原	ヒト・パルブアルブミン（NP_002845.1）のアミノ酸1～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20472
タンパク質分子量	12 kDa
発送方法	保冷バッグ