

Anti-Parvalbumin/Pvalb ポリクローナル抗体（Wb用） - P20472

商品番号: CM0025637



前書き

Parvalbumin/PVALB (alpha-PV)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。カルシウム依存性の筋弛緩およびカルシウムシグナル伝達の調査に使用されます。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	Parvalbumin/PVALB Rabbit pAb
備考/別名	D22S749; Parvalbumin (PVALB)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5816
免疫原	組換えタンパク質 ヒトParvalbumin (PVALB) (NP_002845.1) のアミノ酸1-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20472
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ