


WbおよびElisa用抗Parvbウサギポリクローナル抗体 - Q9Hbi1

商品番号: CM0018251



前書き

ヒトPARVB（ベータパルビン、アフィキシン）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。筋肉その他の組織における細胞接着、遊走、インテグリンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARVB ウサギ pAb
別名	CGI-56; PARVB
対象種	ヒト
GeneID	29780
免疫原	ヒトPARVB（NP_037459.2）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HBI1
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤