


抗Paskウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q96Rg2

商品番号: CM0026395



前書き

ヒトPASKキナーゼ（STK37/PASKIN）を標的とする組換え体ベースのウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの反応性を有し、エネルギー恒常性および翻訳シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PASKウサギpAb
備考/別名	STK37; PASKIN; PASK
種	ヒト
GeneID	23178
免疫原	ヒトPASK（NP_055963.2）のアミノ酸1194-1323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RG2
タンパク質重量	143kDa
配送	アイスパック