

Wb、Elisa用抗Patz1モノクローナル抗体 - Q9Hbe1

商品番号: CM0011023



前書き

転写制御因子であるヒトPATZ1（POZ、ATフック、および亜鉛指ドメイン含有タンパク質1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。T細胞分化、細胞老化、がんの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PATZ1 Rabbit mAb
備考/別名	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dJ400N23
種	ヒト
遺伝子ID	23598
免疫原	ヒトPATZ1（NP_055138.2）のアミノ酸250-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HBE1
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスパッグ