

Wb、Elisa用抗Patz1ポリクローナル抗体 - Q9Hbe1

商品番号: CM0018083



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用途向けの、ヒトPATZ1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに対する特異性を有します。転写およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PATZ1ウサギpAb
備考／別名	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dJ400N23; PATZ1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23598
GeneID	23598
免疫原	ヒトPATZ1のアミノ酸250～350 (NP_055138.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HBE1
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ