

## WbおよびElisa用 Anti-Pax1 ポリクローナル抗体 - P15863

商品番号: CM0024461

### 前書き

ヒトPAX1（発生転写因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。胚発生および脊椎柱の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 仕様                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名       | PAX1 ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名     | OFC2; HUP48; PAX1                                      |
| 種         | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID（ヒト） | 5075                                                   |
| 遺伝子ID     | 5075                                                   |
| 免疫原       | 合成ペプチド ヒトPAX1 (NP_006183.2) のアミノ酸300-400に相当する配列の合成ペプチド |
| 由来        | ウサギ                                                    |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用        | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性     | ヒト                                                     |
| SWISS     | P15863                                                 |
| タンパク質分子量  | 55kDa                                                  |
| 発送        | 保冷バッグ                                                  |