

ウサギポリクローナル抗Pax2抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q02962

商品番号: CM0029282

前書き

ヒトPAX2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。腎臓の発生および泌尿生殖器系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX2 Rabbit pAb
備考/別名	FSGS7; PAPRS; PAX-2; PAX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5076
GeneID	5076
免疫原	ヒトPAX2 (NP_003978.3) のアミノ酸150-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02962
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋