


WbおよびElisa用 抗Pax3ウサギポリクローナル抗体 - P23760

商品番号: CM0016108



前書き

ヒトPAX3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。神経発生、筋発生、転写制御に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX3 ウサギ pAb
備考/別名	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5077
GeneID	5077
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23760
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ