

Wb、Elisa用Anti-Pax5ポリクローナル抗体 - Q02548

商品番号: CM0017032



前書き

ヒトPAX5

(BSAP)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。B細胞分化およびEBV研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX5 Rabbit pAb
備考/別名	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5079
GeneID	5079
免疫原	ヒトPAX5 (NP_057953.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02548
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ