

Wb、Ip、Elisa対応 抗Pax5ポリクローナル抗体 - Q02548

商品番号: CM0026478



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒトPAX5転写因子に対応。WB、IP、ELISAで使用可能です。42kDaのバンドを検出します。標的はB細胞の発生とEBVゲノムの維持に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX5 ウサギpAb
別名	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5079
遺伝子ID	5079
免疫原	ヒトPAX5 (NP_057953.1) のアミノ酸150~300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q02548
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋