

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Pax5ウサギモノクローナル抗体 - Q02548

商品番号: CM0004971



前書き

ヒトPAX5 (BSAP)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しています。B細胞系列決定とリンパ腫研究のための信頼性の高いツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX5 ウサギ mAb
備考/別名	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5079
遺伝子ID	5079
免疫原	ヒトPAX5 (Q02548) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q02548
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ