

Wb/Ihc-P/Elisa用抗Pax6モノクローナル抗体 - P26367

商品番号: CM0003345



前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーションされた高品質なPAX6ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPAX6（眼および中枢神経系の発達における重要な転写因子）と反応します。研究およびIVD用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX6 Rabbit mAb
備考/別名	AN; PAX6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5080
GeneID	5080
免疫原	合成ペプチド ヒトPAX6 (NP_000271.1) のアミノ酸323-422領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P26367
タンパク質分子量	47kDa/48kDa
配送	アイスバッグ