

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Pax6ポリクローナル抗体 - P26367

商品番号: CM0030800



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、IP、ELISAについて検証済みのPAX6ウサギポリクローナル抗体。眼、中枢神経系、および脾臓の発達に重要なペアードボックス転写因子を標的とします。発生生物学および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX6 Rabbit pAb
備考/別名	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5080
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトPAX6 (NP_000271.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26367
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ