

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pax6 ウサギモノクローナル抗体 - P26367

商品番号: CM0007503



前書き

PAX6を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPAX6を認識します。発生生物学や無虹彩症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX6 ウサギ mAb
備考/別名	AN; PAX6
種	ヒト
GeneID	5080
免疫原	合成ペプチド ヒトPAX6 (NP_000271.1)のアミノ酸323-422に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26367
タンパク質分子量	47kDa/48kDa
輸送	保冷バッグ