

Wb、Elisa用 抗Pax7 ウサギポリクローナル抗体 - P23759

商品番号: CM0024739

前書き

ヒトPAX7 (HuP1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。筋幹細胞および筋発生研究に適しています。分子量は約55 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX7 ウサギ pAb
備考/別名	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5081
GeneID	5081
免疫原	ヒトPAX7 (NP_039236.1) のアミノ酸350-470に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23759
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ