


If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Pax8ウサギモノクローナル抗体 - Q06710

商品番号: CM0007530



前書き

ヒトPAX8を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。甲状腺転写因子研究やウィルムス腫瘍研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX8 ウサギmAb
備考・別名	PAX-8; PAX8
種	ヒト
GeneID	7849
免疫原	ヒトPAX8 (NP_003457.1) のアミノ酸200-300領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06710
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋