


ウェスタンブロット（Wb）・Elisa用 抗Pax8 ウサギポリクローナル抗体 - Q06710

商品番号: CM0014272



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した高品質なPAX8ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。甲状腺転写因子研究や発生生物学研究に最適で、UniProt Q06710に基づいています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX8 Rabbit pAb
備考／別名	PAX-8; PAX8
種	ヒト
GeneID	7849
免疫原	ヒトPAX8（NP_003457.1）のアミノ酸200～300番領域の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06710
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋梱包