

Wb、Elisa用抗Pax9モノクローナル抗体 - P55771

商品番号: CM0003172

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗PAX9ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPAX9転写因子を検出し、発生生物学や転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX9 ウサギmAb
別名/略称	STHAG3; PAX9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5083
遺伝子ID	5083
免疫原	合成ペプチド - ヒトPAX9 (P55771) のアミノ酸1〜100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55771
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤梱包