


Wb、Elisa用抗パキシリンモノクローナル抗体 - P49023

商品番号: CM0003674



前書き

ヒトパキシリンに対する組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。焦点接着、細胞骨格の構成、および細胞結合のダイナミクスを調査します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Paxillin Rabbit mAb
備考/別名	Paxillin; PXN; paxillin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5829
遺伝子ID	5829
免疫原	合成ペプチド ヒトパキシリン (P49023) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49023
タンパク質分子量	65kDa/61kDa/66kDa/47kDa
配送	アイスバッグ