


ウエスタンブロット、Elisa用 抗パキシリン ウサギポリクローナル抗体 - P49023

商品番号: CM0021095



前書き

ヒトパキシリンを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。接着斑ダイナミクスと細胞骨格相互作用の研究のために、ヒトおよびマウスサンプル中のパキシリンを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パキシリン ウサギ pAb
備考/別名	Paxillin; PXN; paxillin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5829
GeneID	5829
免疫原	ヒトパキシリン (NP_002850.2) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49023
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ