

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pbef/Visfatin/Namptポリクローナル抗体 - P43490

商品番号: CM0016391



前書き

ヒトPBEF/Visfatin/NAMPTを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットに対して交差反応性を示します。NAD代謝、概日リズム、サイトカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBEF/Visfatin/NAMPT ウサギpAb
備考/別名	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; I110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10135
GeneID	10135
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43490
タンパク質重量	56 kDa
配送	保冷バッグ