


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pbef/Visfatin/Namptウサギモノクローナル抗体 - P43490

商品番号: CM0007190



前書き

PBEF/Visfatin/NAMPT (UniProt P43490) に対する高性能ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。NAD生成、免疫調節、アデノカイン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBEF/Visfatin/NAMPTウサギmAb
備考/別名	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10135
GeneID	10135
免疫原	ヒトPBEF/Visfatin/NAMPT (NP_005737.1) のアミノ酸300~400内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43490
タンパク質分子量	56kDa
輸送	保冷バッグ