

Wb、Elisa用Anti-Pbkポリクローナル抗体 - Q96Kb5

商品番号: CM0021889



前書き

ヒトPBK（TOPK）キナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用途でバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期、DNA損傷応答、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] PBKウサギpAb
備考／別名	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; PBK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55872
遺伝子ID	55872
免疫原	ヒトPBK（NP_060962.2）のアミノ酸1～322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KB5
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ