


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pbrm1モノクローナル抗体 - Q86U86

商品番号: CM0002285



前書き

PBRM1 (BAF180)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチンリモデリングおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBRM1 Rabbit mAb
備考/別名	PBI; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55193
遺伝子ID	55193
免疫原	ヒトPBRM1 (Q86U86) のアミノ酸530-680に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U86
タンパク質分子量	193 kDa
配送	氷袋