


Pbrm1 ウサギポリクローナル抗体 Wb, Ip, Elisa用 - Q86U86

商品番号: CM0027261



前書き

ヒトPBRM1 (BAF180)

に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。腫瘍抑制活性を持つSWI/SNFクロマチンリモデリング因子を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBRM1 Rabbit pAb
備考・別名	PBI; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55193
遺伝子ID	55193
免疫原	ヒトPBRM1 (NP_060783.3) のアミノ酸1-230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U86
タンパク質分子量	193kDa
輸送方法	氷袋