

Wb用 抗Pbr/Tspo モノクローナル抗体 - P30536

商品番号: CM0009004

前書き

ヒトPBR/TSPO (TSPO, PBR)に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスタンパク質を検出。ミトコンドリアおよびコレステロール輸送研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBR/TSPO ウサギ mAb
備考/別名	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	706
GeneID	706
免疫原	合成ペプチド ヒト PBR/TSPO (P30536) のアミノ酸70-169に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30536
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷バッグ