

Wb、Elisa用抗Pbx1ポリクローナル抗体 - P40424

商品番号: CM0028712



前書き

ヒトPBX1転写因子に対する高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。転写調節、発生、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBX1 Rabbit pAb
別名	CAKUHED; PBX1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5087
免疫原	ヒトPBX1 (NP_002576.1) のアミノ酸311~430番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40424
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤