

WbおよびElisa用抗Pbx3ポリクローナル抗体 - P40426

商品番号: CM0024601

前書き

PBX3 Rabbit

pAbは、ヒトPBX3転写因子を認識するポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。転写制御や発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBX3 Rabbit pAb
備考/別名	PBX3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5090
遺伝子ID	5090
免疫原	ヒトPBX3 (NP_006186.1) のアミノ酸1〜100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40426
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋