

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pcbdl モノクローナル抗体 - P61457

商品番号: CM0009664

前書き

ヒトPCBD1（プテリン-4- α -カルビノールアミン
デヒドラターゼ）に対する高品質なウサギ
モノクローナル抗体。WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応
。テトラヒドロビオプテリン生合成および転写調節研
究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCBD1 ウサギ mAb
備考/別名	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5092
GeneID	5092
免疫原	ヒトPCBD1（P61457）のアミノ酸1-104内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61457
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ