

Anti-Pcbd1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P61457

商品番号: CM0028321

前書き

ヒトPCBD1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。テトラヒドロビオプテリン生合成および転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCBD1 Rabbit pAb
備考/別名	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5092
遺伝子ID	5092
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61457
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ