


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Pccaウサギポリクローナル抗体 - P05165

商品番号: CM0029041



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗PCCA抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。分岐鎖アミノ酸の分解に参与するプロピオニル-CoAカルボキシラーゼα鎖を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PCCA ウサギ pAb
備考/別名	PCCA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5095
GeneID	5095
免疫原	ヒトPCCA (NP_000273.2) のアミノ酸449-728に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05165
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ