


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Ko検証済み抗Pccbウサギモノクローナル抗体 - P05166

商品番号: CM0006665



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のKO検証済み抗PCCBウサギモノクローナル抗体。プロピオニルCoAカルボキシル化に関与するミトコンドリア酵素であるヒト、マウス、ラットPCCBを検出します。研究用途限定のIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PCCBウサギmAb
備考／別名	PCCB; CB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5096
GeneID	5096
免疫原	ヒトPCCB (NP_000523.2) のアミノ酸260～539に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05166
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷剤