


WbおよびElisa用抗Pccbウサギポリクローナル抗体 - P05166

商品番号: CM0025095



前書き

ヒトプロピオニルCoAカルボキシラーゼベータ鎖（PCCB）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。ミトコンドリア代謝、分岐鎖アミノ酸異化、およびプロピオン酸血症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCCB Rabbit pAb
備考/エイリアス	PCCB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5096
GeneID	5096
免疫原	ヒトPCCB（NP_000523.2）のアミノ酸260-539に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05166
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋