

WbおよびElisa用Anti-Pcdh1ポリクローナル抗体 - Q08174

商品番号: CM0017294



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用、ヒトプロトカドヘリン-

1 (PCDH1、PC42) を標的とするウサギポリクローナル抗体。細胞接着および神経生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCDH1 Rabbit pAb
備考/別名	PC42; PCDH42; PCDH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5097
遺伝子ID	5097
免疫原	ヒトPCDH1 (NP_002578.2) のアミノ酸60-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08174
タンパク質分子量	115kDa
配送	氷袋