

抗Pcdh15ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q96Qu1

商品番号: CM0018499



前書き

ヒトプロトカドヘリン15に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。網膜および蝸牛機能に重要なタンパク質を標的としており、聴覚・視覚研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCDH15 ウサギpAb
別名	USH1F; CDHR15; DFN23; PCDH15
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65217
遺伝子ID	65217
免疫原	ヒトPCDH15 (NP_001136235.1) のアミノ酸160〜400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96QU1
タンパク質分子量	216kDa
輸送方法	氷袋梱包