

Wb、Elisa用抗Pcdh9ポリクローナル抗体 - Q9Hc56

商品番号: CM0015593



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のヒトプロトカドヘリン-

9（PCDH9）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルと交差反応します。予測分子量は136 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCDH9ウサギpAb
備考／別名	PCDH9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5101
GeneID	5101
免疫原	ヒトPCDH9（NP_982354.1）のアミノ酸400～600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HC56
タンパク質分子量	136kDa
配送	保冷バッグ