

WbおよびElisa用Anti-Pcdha12ラビットポリクローナル抗体 - Q9Un75

商品番号: CM0030073

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ニューロン細胞接着タンパク質であるプロトカドヘリンアルファ12（PCDHA12）を標的としています。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、およびラットのPCDHA12（約102kDa）を認識します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCDHA12 Rabbit pAb
備考/別名	PCDH-ALPHA12; PCDHA12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56137
GeneID	56137
免疫原	ヒトPCDHA12 (NP_114070.1) のアミノ酸713-792に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UN75
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスパック