

Wb、Elisa用抗Pcdha13ポリクローナル抗体 - Q9Y5I0

商品番号: CM0029068

前書き

プロトカドヘリンα-13（PCDHA13）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経接続および細胞接着に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCDHA13 ウサギpAb
備考/別名	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56136
遺伝子ID	56136
免疫原	ヒトPCDHA13（NP_061727.1）のアミノ酸300～360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5I0
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋