

Wb、Elisa用Anti-Pcdhb16ポリクローナル抗体 - Q9Nrj7

商品番号: CM0022809

前書き

ヒトPCDHB16を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経細胞接着および脳特異的結合の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCDHB16 Rabbit pAb
備考/別名	ME1; PCDH3X; PCDHB8a; PCDH-BETA16; PCDHB16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57717
遺伝子ID	57717
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9NRJ7
タンパク質分子量	85kDa
配送	氷袋