

抗Pcdhb4ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y5E5

商品番号: CM0021781

前書き

ヒトPCDHB4（プロトカドヘリンベータ4）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCDHB4 ウサギpAb
備考/別名	PCDH-BETA4; PCDHB4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56131
遺伝子ID	56131
免疫原	ヒトPCDHB4（NP_061761.1）のアミノ酸28～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5E5
タンパク質分子量	87kDa
輸送方法	氷袋