


Wb、Elisa用 抗Pcf11 ウサギポリクローナル抗体 - O94913

商品番号: CM0020220



前書き

プレmRNA切断複合体II成分であるヒトPCF11を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応性を示します。転写終結研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCF11 ウサギpAb
別名	PCF11
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51585
遺伝子ID	51585
免疫原	ヒトPCF11 (NP_056969.2) のアミノ酸1256-1555に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94913
タンパク質分子量	173kDa
発送方法	保冷剤